



KERN IoT-Line

Balances Compatible DME

Avec nos nouveaux modèles vous êtes prêt pour le futur du pesage dans l'Internet of Things (IoT)



DIGITALISATION FACILE

avec KERN IoT-Line

PÈSE-BÉBÉ

KERN MBA

- Pèse bébé compact avec surface spéciale Safe-Guard
- Pour une utilisation mobile ou stationnaire dans le diagnostic médical

Secteurs d'application

Cabinet médical, hôpitaux, maternité



FAUTEUIL DE PESÉE

KERN MCN

- Fauteuil de pesée mobile intégrable, de série avec batterie pour une grande flexibilité

Secteurs d'application

EHPAD, hôpitaux



BALANCE POUR FAUTEUIL ROULANT

KERN MWN

- Balance intégrable pour fauteuil roulant

Secteurs d'application

EHPAD, hôpitaux





PÈSE-PERSONNES

KERN MPN-H • MPN-P

- Pèse-personnes intégrables
- Toise intégrée dans la colonne

Anwendungsbereiche

Arztpraxen, Krankenhäuser, Reha-Zentren



KERN MPN-H

KERN MPN-P

KERN MPN • MPN-L

- Pèse-personnes professionnels intégrables
- Convient également aux patients obèses (jusqu'à 300 kg)

Secteurs d'application

Cabinets médicaux, hôpitaux, centres de rééducation




KERN MPN

KERN MPN-L

INTELLIGENT ET PERFORMANT

Notre définition d'iot ready

Chez nous, IoT ready signifie que ces balances peuvent être intégrées de manière simple et rapide dans le réseau existant et futur de votre hôpital, de votre clinique ou de votre cabinet médical. Entrez avec nous dans l'avenir du pesage dans l'Internet of Things (IoT).



IHR KERN PLUS

- **Transfert sans fil des données de pesée** dans le dossier patient électronique, confortablement et indépendamment du logiciel, par exemple via WIFI
- **Port universel KERN (KUP)** pour une flexibilité et une personnalisation maximales via des ports tels que RS 232, USB, Bluetooth ou Ethernet (sauf pour le modèle KERN MBA)
- **Protocole de communication KERN (KCP)** pour la commande à distance et les demandes via un appareil de commande externe ou un ordinateur, avec des commandes de télécommande standardisées et identiques
- **Numérisation des données**, rapide et facile sans logiciel supplémentaire ou contrat de service
- **Approbation médicale selon le règlement (UE) 2017/745**

