



KERN IoT-Line

Bilance integrabili

Con i nostri nuovi modelli siete già ben equipaggiati per il futuro della pesatura nell'Internet of Things (IoT).



LA DIGITALIZZAZIONE È FACILE

con la KERN IoT-Line

BILANCIA PESANEONATI

KERN MBA

- Bilancia pesaneonati compatta con speciale superficie di appoggio Safe-Guard
- Per l'uso professionale sia mobile che fisso nella diagnostica medica

Aree di applicazione

Studi medici, ospedali (unità neonatali)



SEDIA PESAPERSONE

KERN MCN

- Bilancia per sedie a rotelle mobile e integrabile, di serie con funzionamento ad accumulatore per una flessibilità elevata

Aree di applicazione

Case di cura e di riposo, ospedali



SEDIA PESAPERSONE

KERN MWN

- Sedia pesapersone integrabile

Aree di applicazione

Case di cura e di riposo, ospedali





BILANCE PESAPERSONE

KERN MPN-H • MPN-P

- Bilance pesapersone integrabile
- Statimetro integrato nello stativo

Aree di applicazione

Studi medici, ospedali, centri di riabilitazione



KERN MPN-H

KERN MPN-P

KERN MPN • MPN-L

- Bilance pesapersone professionale integrabile
- Adatto anche per pazienti in sovrappeso nell'area obesi (fino a 300 kg)

Aree di applicazione

Studi medici, ospedali, centri di riabilitazione




KERN MPN

KERN MPN-L

INTELLIGENTE ED EFFICIENTE

La nostra definizione di IoT ready

Per noi, IoT ready significa che queste bilance possono essere integrate facilmente e in modo flessibile nella rete esistente e futura del vostro ospedale, studio o struttura di cura. Inizia con noi nel futuro della pesatura nell'Internet of Things (IoT).



IL VOSTRO KERN PLUS

- **Trasferimento senza cavo** dei dati di pesatura al file digitale del paziente, in modo comodo e indipendente dal software, ad esempio tramite WIFI
- **KERN Universal Port (KUP)** per la massima flessibilità e personalizzazione delle interfacce quali RS 232, USB, Bluetooth o Ethernet (eccetto KERN MBA)
- **Protocollo di comunicazione KERN (KCP)** per l'interrogazione e il controllo remoto delle bilance tramite dispositivi di controllo esterni o computer, funzionamento standardizzato con comandi di controllo remoto identici
- **Digitalizzazione dei dati**, rapida e facile senza software aggiuntivo e senza contratto di manutenzione
- **Autorizzazione all'uso medicale in base al regolamento (UE) 2017/745**

