SAUTER **281-893**

Draadklem met clip-oog voor veerbalansen (tot 3000 g)



Pictogrammen

STANDARD



Datum van opstelling: 21.06.2026

Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Meettechniek
Productgroep	Haak

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	60×20×10 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	60×20×10 mm
Materiaal	staal
Materiaal behuizing	aluminium

Diensten

Artikelnummer voor fabriekskalibratie	961-100

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	75×20×15 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,1 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761002159
Goederencode	84239010
REACH classificatie	geen verboden stoffen