KERN **304-02**

Gewichtenset, E1, 1 g - 50 g, Knop, edelstaal gepolijst, in een houten kist



Datum van opstelling: 20.06.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML E1
Productfamilie	304

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g - 50 g
Testgewicht OIML klasse	E1
OIML-conform	✓

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	152×152×66 mm
Bouwvorm gewicht	Knop
Materiaal	edelstaal gepolijst
Aantal gewichten	8
Etui van gewichtenset	in een houten kist
Type afstelling	Polijsten

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-215
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-215

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	150×140×65 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,80 kg
Brutogewicht ca.	0,80 kg
Verzendgewicht	0,78 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,3 kg

Optionele etuis

Etui - Hout Artikelnummer	313-020-100

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761002548
Goederencode	84239090
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY

OPTION

DAkkS