# KERN **304-084**

Gewichtenset, E1, 1 g - 5 kg, Knop, edelstaal gepolijst, in een kunststof koffer



**Datum van opstelling: 22.06.2026**

| Categorie | |
|---|---|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Set van gewichten |
| Productgroep | OIML E1 |
| Productfamilie | 304 |

| Meetsysteem | |
|---|---|
| Testgewicht - nominale waarde | 1 g - 5 kg |
| Testgewicht OIML klasse | E1 |
| OIML-conform | ✓ |

| Ontwerp | |
|---|---|
| Afmetingen (B×D×H) | 350×320×180 mm |
| Bouwvorm gewicht | Knop |
| Materiaal | edelstaal gepolijst |
| Aantal gewichten | 16 |
| Etui van gewichtenset | in een kunststof koffer |
| Type afstelling | Polijsten |

| Diensten | |
|---|---|
| Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie | 963-221 |

| Verpakking & verzending | |
|---|---|
| Levertijden | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 350×320×180 mm |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 13 kg |
| Brutogewicht ca. | 13 kg |
| Verzendgewicht | 12,69 kg |
| Verzendvolume (gewicht) | 4 kg |

| Optionele etuis | |
|---|---|
| Etui - Plastic Artikelnummer | 313-082-400 |

| Productinformatie | |
|---|---|
| GTIN/EAN-nummer | 4045761291744 |
| Goederencode | 84239090 |
| REACH classificatie | geen verboden stoffen |

## Pictogrammen

**STANDARD**

1 DAY

**OPTION**

DAkkS