KERN **307-04**

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse E1, 10 g, Knop, edelstaal gepolijst



Datum van opstelling: 23.06.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML E1
Productfamilie	307

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	10 g
Testgewicht - volume onzekerheid (cm^3)	0,0313
Testgewicht OIML klasse	E1
Testgewicht - volume (cm^3)	2,5
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	0,025 mg
OIML-conform	✓
Testgewicht - dichtheid (kg/m^3)	8000
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m^3)	100

Ontwerp

Bouwvorm gewicht	Knop
Afmetingen (Ø×H)	13×22 mm
Materiaal	edelstaal gepolijst
Type afstelling	Polijsten

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-234
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-234

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	13×13×22 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,1 kg

Optionele etuis

Etui - Plastic Artikelnummer	317-040-400
Etui - aluminium Artikelnummer	317-040-600
Etui - Hout Artikelnummer	317-040-100

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761314214
Goederencode	84239090
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY

OPTION

DAkkS