KERN **307-14**

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse E1, 10 kg, Knop, edelstaal gepolijst



Datum van opstelling: 20.06.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML E1
Productfamilie	307

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	10 kg
Testgewicht - volume onzekerheid (cm^3)	15,625
Testgewicht OIML klasse	E1
Testgewicht - volume (cm^3)	1250
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	5 mg
OIML-conform	✓
Testgewicht - dichtheid (kg/m^3)	8000
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m^3)	100

Ontwerp

Bouwvorm gewicht	Knop
Afmetingen (Ø×H)	100×185 mm
Materiaal	edelstaal gepolijst
Type afstelling	Polijsten

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-244
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-244

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	100×100×185 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	10 kg
Brutogewicht ca.	10 kg
Verzendgewicht	10 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,4 kg

Optionele etuis

Etui - Plastic Artikelnummer	317-140-400
Etui - aluminium Artikelnummer	317-140-600
Etui - Hout Artikelnummer	317-140-100

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761002784
Goederencode	84239090
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY

OPTION

DAkkS