KERN **307-16**

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse E1, 50 kg, Knop, edelstaal gepolijst



Datum van opstelling: 20.06.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML E1
Productfamilie	307

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	50 kg
Testgewicht - volume onzekerheid (cm^3)	78,125
Testgewicht OIML klasse	E1
Testgewicht - volume (cm^3)	6250
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	25 mg
OIML-conform	✓
Testgewicht - dichtheid (kg/m^3)	8000
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m^3)	100

Ontwerp

Bouwvorm gewicht	Knop
Afmetingen (Ø×H)	178×298 mm
Materiaal	edelstaal gepolijst
Type afstelling	Polijsten

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-246
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-246

Verpakking & verzending

Levertijden	30 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	178×178×298 mm
Verzendmethode	Expeditie
Nettogewicht ca.	50 kg
Brutogewicht ca.	50 kg
Verzendgewicht	50 kg
Verzendvolume (gewicht)	1,9 kg

Optionele etuis

Etui - aluminium Artikelnummer	317-160-600
Etui - Hout Artikelnummer	317-160-100

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761002807
Goederencode	84239090

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY

OPTION

DAkkS