KERN **308-36**

Milligramgewicht, E1, 50 mg, =ATTRVAL("weightShape")}, edelstaal gepolijst



Datum van opstelling: 23.06.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML E1
Productfamilie	308

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	50 mg
Testgewicht - volume onzekerheid (cm^3)	0,0001
Testgewicht OIML klasse	E1
Testgewicht - volume (cm^3)	0,0063
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	0,004 mg
OIML-conform	✓
Testgewicht - dichtheid (kg/m^3)	8000
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m^3)	160

Ontwerp

Bouwvorm gewicht	Draad
Afmetingen gewicht (B×D×H)	12×12×0,5 mm
Materiaal	edelstaal gepolijst
Type afstelling	Vijlen

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-256

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	12×12×3 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,1 kg

Optionele etuis

Etui - Plastic Artikelnummer	347-009-400
Etui - aluminium Artikelnummer	317-009-600
Etui - Hout Artikelnummer	338-090-200

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761481015
Goederencode	84239090
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY

OPTION

DAkkS