KERN **312-034**

Gewichtenset, E2, 1 g - 100 g, Compacte vorm, edelstaal gepolijst, in een kunststof koffer



Datum van opstelling: 20.06.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML E2
Productfamilie	312

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g - 100 g
Testgewicht OIML klasse	E2
Conformiteitsbeoordeling mogelijk	no
OIML-conform	✓

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	250×210×75 mm
Bouwvorm gewicht	Compacte vorm
Materiaal	edelstaal gepolijst
Aantal gewichten	9
Etui van gewichtenset	in een kunststof koffer
Type afstelling	Polijsten

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-316
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-316

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	250×210×75 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,60 kg
Brutogewicht ca.	0,60 kg
Verzendgewicht	0,8 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,8 kg

Optionele etuis

Etui - Plastic Artikelnummer	313-052-400

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761116566
Goederencode	84239090
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY

OPTION

DAkkS