# KERN **312-044**

Gewichtenset, E2, 1 g - 200 g, Compacte vorm, edelstaal gepolijst, in een kunststof koffer



**Datum van opstelling: 20.06.2026**

## Categorie

| | |
|---|---|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Set van gewichten |
| Productgroep | OIML E2 |
| Productfamilie | 312 |

## Meetsysteem

| | |
|---|---|
| Testgewicht - nominale waarde | 1 g - 200 g |
| Testgewicht OIML klasse | E2 |
| Conformiteitsbeoordeling mogelijk | no |
| OIML-conform | ✓ |

## Ontwerp

| | |
|---|---|
| Afmetingen (B×D×H) | 250×210×75 mm |
| Bouwvorm gewicht | Compacte vorm |
| Materiaal | edelstaal gepolijst |
| Aantal gewichten | 11 |
| Etui van gewichtenset | in een kunststof koffer |
| Type afstelling | Polijsten |

## Diensten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie | 962-317 |
| Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking | 921-317 |

## Verpakking & verzending

| | |
|---|---|
| Levertijden | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 250×210×75 mm |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 0,95 kg |
| Brutogewicht ca. | 0,95 kg |
| Verzendgewicht | 0,94 kg |
| Verzendvolume (gewicht) | 0,8 kg |

## Optionele etuis

| | |
|---|---|
| Etui - Plastic Artikelnummer | 313-052-400 |

## Productinformatie

| | |
|---|---|
| GTIN/EAN-nummer | 4045761117006 |
| Goederencode | 84239090 |
| REACH classificatie | geen verboden stoffen |

## Pictogrammen

### STANDARD




### OPTION

