KERN **312-096**

Gewichtenset, E2, 1 g - 10 kg, Compacte vorm, edelstaal gepolijst, in aluminium behuizing



Datum van opstelling: 22.06.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML E2
Productfamilie	312

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g - 10 kg
Testgewicht OIML klasse	E2
Conformiteitsbeoordeling mogelijk	no
OIML-conform	✓

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	610×260×235 mm
Bouwvorm gewicht	Compacte vorm
Materiaal	edelstaal gepolijst
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing
Type afstelling	Polijsten

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-322
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-322

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	610×260×235 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	24 kg
Brutogewicht ca.	28 kg
Verzendgewicht	28 kg
Verzendvolume (gewicht)	7,5 kg

Optionele etuis

Etui - aluminium Artikelnummer	314-090-600

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761223455
Goederencode	84239090
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY

OPTION

DAkkS