KERN **313-02**

Gewichtenset, E2, 1 mg - 50 g, Knop, edelstaal gepolijst, in een houten kist



Datum van opstelling: 20.06.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML E2
Productfamilie	313

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 mg - 50 g
Testgewicht OIML klasse	E2
OIML-conform	✓

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	152×152×66 mm
Bouwvorm gewicht	Knop
Materiaal	edelstaal gepolijst
Aantal gewichten	20
Etui van gewichtenset	in een houten kist
Type afstelling	Polijsten

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-301
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-301

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	150×140×65 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,80 kg
Brutogewicht ca.	0,80 kg
Verzendgewicht	0,8 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,3 kg

Optionele etuis

Etui - Hout Artikelnummer	313-020-100

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761003064
Goederencode	84239090
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY

OPTION

DAkkS