# KERN **313-04**

Gewichtenset, E2, 1 mg - 200 g, Knop, edelstaal gepolijst, in een houten kist



**Datum van opstelling: 20.06.2026**

## Categorie

| | |
|---|---|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Set van gewichten |
| Productgroep | OIML E2 |
| Productfamilie | 313 |

## Meetsysteem

| | |
|---|---|
| Testgewicht - nominale waarde | 1 mg - 200 g |
| Testgewicht OIML klasse | E2 |
| OIML-conform | ✓ |

## Ontwerp

| | |
|---|---|
| Afmetingen (B×D×H) | 152×152×66 mm |
| Bouwvorm gewicht | Knop |
| Materiaal | edelstaal gepolijst |
| Aantal gewichten | 23 |
| Etui van gewichtenset | in een houten kist |
| Type afstelling | Polijsten |

## Diensten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie | 962-303 |
| Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking | 921-303 |

## Verpakking & verzending

| | |
|---|---|
| Levertijden | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 152×152×66 mm |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 1,4 kg |
| Brutogewicht ca. | 1,4 kg |
| Verzendgewicht | 1,27 kg |
| Verzendvolume (gewicht) | 0,3 kg |

## Optionele etuis

| | |
|---|---|
| Etui - Hout Artikelnummer | 313-040-100 |

## Productinformatie

| | |
|---|---|
| GTIN/EAN-nummer | 4045761003101 |
| Goederencode | 84239090 |
| REACH classificatie | geen verboden stoffen |

## Pictogrammen

### STANDARD

1 DAY

### OPTION

DAkkS