KERN **313-050-400**

Kunststof etui voor gewichtensets (Knopvormig/compactvormig, <= 500 g)



Pictogrammen

STANDARD



Datum van opstelling: 20.06.2026

Categorie	
Merk	KERN
Productcategorie	Koffers & Etuis
Productgroep	Kunststof etui

Meetsysteem	
Geval geschikt voor nominale gewichtswaarden	<= 500 g
Geval geschikt voor OIML-klassen	E1 - M3
Geschikt gewichtsontwerp voor koffer	Knopvormig/ compactvormig

Ontwerp	
Afmetingen (B×D×H)	250×210×75 mm
Materiaal	kunststoffen
Etui - kleinst mogelijk gewicht	1 mg
Etui - Hoogst mogelijke gewicht	500 g

Verpakking & verzending	
Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	250×210×75 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,35 kg
Brutogewicht ca.	0,35 kg
Verzendgewicht	0,8 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,8 kg

Productinformatie	
GTIN/EAN-nummer	4045761077959
Goederencode	84239090
REACH classificatie	geen verboden stoffen