# KERN **313-050-600**

Aluminium beschermd etui voor gewichtensets (Knopvormig/compactvormig, 1 mg - 500 g)



| | |
|---|---|
| REACH classificatie | geen verboden stoffen |

## Pictogrammen

**STANDARD**

1 DAY

**Datum van opstelling: 21.06.2026**

## Categorie

| | |
|---|---|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Koffers & Etuis |
| Productgroep | Aluminium beschermd etui |

## Meetsysteem

| | |
|---|---|
| Geval geschikt voor nominale gewichtswaarden | 1 mg - 500 g |
| Geval geschikt voor OIML-klassen | E1 - M1 |
| Geschikt gewichtsontwerp voor koffer | Knopvormig/ compactvormig |

## Ontwerp

| | |
|---|---|
| Afmetingen (B×D×H) | 210×140×98 mm |
| Materiaal | aluminium |
| Etui - kleinst mogelijk gewicht | 1 mg |
| Etui - Hoogst mogelijke gewicht | 500 g |

## Verpakking & verzending

| | |
|---|---|
| Levertijden | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 210×140×98 mm |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 0,70 kg |
| Brutogewicht ca. | 0,70 kg |
| Verzendgewicht | 0,7 kg |
| Verzendvolume (gewicht) | 0,6 kg |

## Productinformatie

| | |
|---|---|
| GTIN/EAN-nummer | 4045761222786 |
| Goederencode | 84239090 |