KERN **313-06**

Gewichtenset, E2, 1 mg - 1 kg, Knop, edelstaal gepolijst, in een houten kist



Datum van opstelling: 20.06.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML E2
Productfamilie	313

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 mg - 1 kg
Testgewicht OIML klasse	E2
OIML-conform	✓

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	230×180×110 mm
Bouwvorm gewicht	Knop
Materiaal	edelstaal gepolijst
Aantal gewichten	25
Etui van gewichtenset	in een houten kist
Type afstelling	Polijsten

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-305
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-305

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	230×180×110 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	4,4 kg
Brutogewicht ca.	4,4 kg
Verzendgewicht	4,21 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,9 kg

Optionele etuis

Etui - Hout Artikelnummer	313-060-100

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761003156
Goederencode	84239090
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY

OPTION

DAkkS