KERN **313-074**

Gewichtenset, E2, 1 mg - 2 kg, Knop, edelstaal gepolijst, in een kunststof koffer



Datum van opstelling: 20.06.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML E2
Productfamilie	313

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 mg - 2 kg
Testgewicht OIML klasse	E2
OIML-conform	✓

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	350×320×180 mm
Bouwvorm gewicht	Knop
Materiaal	edelstaal gepolijst
Aantal gewichten	27
Etui van gewichtenset	in een kunststof koffer
Type afstelling	Polijsten

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-306
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-306

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	350×320×180 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	8 kg
Brutogewicht ca.	8 kg
Verzendgewicht	7,69 kg
Verzendvolume (gewicht)	4 kg

Optionele etuis

Etui - Plastic Artikelnummer	313-082-400

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761080980
Goederencode	84239090
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY

OPTION

DAkkS