KERN **313-07**

Gewichtenset, E2, 1 mg - 2 kg, Knop, edelstaal gepolijst, in een houten kist



Datum van opstelling: 20.06.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML E2
Productfamilie	313

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 mg - 2 kg
Testgewicht OIML klasse	E2
OIML-conform	✓

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	305×190×140 mm
Bouwvorm gewicht	Knop
Materiaal	edelstaal gepolijst
Aantal gewichten	27
Etui van gewichtenset	in een houten kist
Type afstelling	Polijsten

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-306
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-306

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	305×190×140 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	10 kg
Brutogewicht ca.	10 kg
Verzendgewicht	9,01 kg
Verzendvolume (gewicht)	1,6 kg

Optionele etuis

Etui - Hout Artikelnummer	313-070-100

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761003187
Goederencode	84239090
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY

OPTION

DAkkS