KERN **313-080-100**

Houten etui voor gewichtensets (Knopvormig/compactvormig, 1 mg - 5 kg)



Pictogrammen

STANDARD



Datum van opstelling: 19.06.2026

Categorie	
Merk	KERN
Productcategorie	Koffers & Etuis
Productgroep	Houten etui

Meetsysteem	
Geval geschikt voor nominale gewichtswaarden	1 mg - 5 kg
Geval geschikt voor OIML-klassen	E1+E2+F1
Geschikt gewichtsontwerp voor koffer	Knopvormig/ compactvormig

Ontwerp	
Afmetingen (B×D×H)	420×200×200 mm
Materiaal	beuken
Etui - kleinst mogelijk gewicht	1 mg
Etui - Hoogst mogelijke gewicht	5 kg

Verpakking & verzending	
Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	420×200×200 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	7 kg
Brutogewicht ca.	8 kg
Verzendgewicht	7,3 kg
Verzendvolume (gewicht)	3,4 kg

Productinformatie	
GTIN/EAN-nummer	4045761003217
Goederencode	84239090
REACH classificatie	geen verboden stoffen