KERN **313-080-600**

Aluminium beschermd etui voor gewichtensets (Knopvormig/compactvormig, 1 mg - 5 kg)



REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



Datum van opstelling: 21.06.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Koffers & Etuis
Productgroep	Aluminium beschermd etui

Meetsysteem

Geval geschikt voor nominale gewichtswaarden	1 mg - 5 kg
Geval geschikt voor OIML-klassen	E1 - M1
Geschikt gewichtsontwerp voor koffer	Knopvormig/ compactvormig

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	460×260×200 mm
Materiaal	aluminium
Etui - kleinst mogelijk gewicht	1 mg
Etui - Hoogst mogelijke gewicht	5 kg

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	460×260×200 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	3,8 kg
Brutogewicht ca.	3,8 kg
Verzendgewicht	4,8 kg
Verzendvolume (gewicht)	4,8 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761222816
Goederencode	84239090