KERN **313-090-100**

Houten etui voor gewichtensets (Knopvormig/compactvormig, 1 mg - 10 kg)



Pictogrammen

STANDARD



Datum van opstelling: 19.06.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Koffers & Etuis
Productgroep	Houten etui

Meetsysteem

Geval geschikt voor nominale gewichtswaarden	1 mg - 10 kg
Geval geschikt voor OIML-klassen	E1+E2+F1
Geschikt gewichtsontwerp voor koffer	Knopvormig/ compactvormig

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	540×200×240 mm
Materiaal	beuken
Etui - kleinst mogelijk gewicht	1 mg
Etui - Hoogst mogelijke gewicht	10 kg

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	540×200×240 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	10 kg
Brutogewicht ca.	11 kg
Verzendgewicht	10,5 kg
Verzendvolume (gewicht)	5,2 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761003248
Goederencode	84239090
REACH classificatie	geen verboden stoffen