KERN **313-09**

Gewichtenset, E2, 1 mg - 10 kg, Knop, edelstaal gepolijst, in een houten kist



Datum van opstelling: 20.06.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML E2
Productfamilie	313

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 mg - 10 kg
Testgewicht OIML klasse	E2
OIML-conform	✓

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	540×200×240 mm
Bouwvorm gewicht	Knop
Materiaal	edelstaal gepolijst
Aantal gewichten	29
Etui van gewichtenset	in een houten kist
Type afstelling	Polijsten

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-308
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-308

Verpakking & verzending

Levertijden	2 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	540×200×240 mm
Verzendmethode	Expeditie
Nettogewicht ca.	32 kg
Brutogewicht ca.	34 kg
Verzendgewicht	32,5 kg
Verzendvolume (gewicht)	5,2 kg

Optionele etuis

Etui - Hout Artikelnummer	313-090-100

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761003231
Goederencode	84239090
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

2 DAYS

OPTION

DAkkS