KERN **314-036**

Gewichtenset, E2, 1 g - 100 g, Knop, edelstaal gepolijst, in aluminium behuizing



Datum van opstelling: 22.06.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML E2
Productfamilie	314

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g - 100 g
Testgewicht OIML klasse	E2
OIML-conform	✓

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	165×125×75 mm
Bouwvorm gewicht	Knop
Materiaal	edelstaal gepolijst
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing
Type afstelling	Polijsten

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-316
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-316

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	165×125×75 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,65 kg
Brutogewicht ca.	0,90 kg
Verzendgewicht	0,9 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,3 kg

Optionele etuis

Etui - aluminium Artikelnummer	313-030-600

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761223219
Goederencode	84239090
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY

OPTION

DAkkS