KERN **314-054**

Gewichtenset, E2, 1 g - 500 g, Knop, edelstaal gepolijst, in een kunststof koffer



Datum van opstelling: 20.06.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML E2
Productfamilie	314

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g - 500 g
Testgewicht OIML klasse	E2
OIML-conform	✓

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	250×210×75 mm
Bouwvorm gewicht	Knop
Materiaal	edelstaal gepolijst
Aantal gewichten	12
Etui van gewichtenset	in een kunststof koffer
Type afstelling	Polijsten

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-318
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-318

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	250×210×75 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	1,6 kg
Brutogewicht ca.	1,6 kg
Verzendgewicht	1,44 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,8 kg

Optionele etuis

Etui - Plastic Artikelnummer	313-052-400

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761081079
Goederencode	84239090
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY

OPTION

DAkkS