KERN **314-070-600**

Aluminium beschermd etui voor gewichtensets (Knopvormig/compactvormig, 1 g - 2 kg)



REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



Datum van opstelling: 21.06.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Koffers & Etuis
Productgroep	Aluminium beschermd etui

Meetsysteem

Geval geschikt voor nominale gewichtswaarden	1 g - 2 kg
Geval geschikt voor OIML-klassen	E1 - M2
Geschikt gewichtsontwerp voor koffer	Knopvormig/ compactvormig

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	278×180×138 mm
Materiaal	aluminium
Etui - kleinst mogelijk gewicht	1 g
Etui - Hoogst mogelijke gewicht	2 kg

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	278×180×138 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	1,4 kg
Brutogewicht ca.	1,4 kg
Verzendgewicht	1,4 kg
Verzendvolume (gewicht)	1,4 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761223301
Goederencode	84239090