KERN **315-040-600**

Universeel etui voor gewichtsets



Pictogrammen

STANDARD



Datum van opstelling: 21.06.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Koffers & Etuis
Productgroep	Universeel etui

Meetsysteem

Geval geschikt voor nominale gewichtswaarden	bis 200 g
Geval geschikt voor OIML-klassen	E1 - M3
Geschikt gewichtsontwerp voor koffer	Knopvormig/ compactvormig

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	190×130×80 mm
Materiaal	aluminium
Etui - kleinst mogelijk gewicht	1 mg
Etui - Hoogst mogelijke gewicht	200 g

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	190×130×80 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,50 kg
Brutogewicht ca.	0,50 kg
Verzendgewicht	0,5 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,4 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761222823
Goederencode	84239090
REACH classificatie	geen verboden stoffen