KERN **315-103-188**

Safety Set 5 g (E2); 200 mg (E2)



Datum van opstelling: 22.06.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	Safety Set
Productfamilie	315

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	200 mg & 5 g
Testgewicht OIML klasse	E2
OIML-conform	✓

Ontwerp

Materiaal	edelstaal
Aantal gewichten	2
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing
Type afstelling	Verschillend

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-300-300
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-334

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	150×115×70 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,50 kg
Brutogewicht ca.	1,00 kg
Verzendgewicht	1 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,2 kg

Optionele etuis

Etui - aluminium Artikelnummer	zet315-000-000

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761223356
Goederencode	84239090
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY