KERN **315-248**

Pincet voor het veilig grijpen van kleine testgewichten



Pictogrammen

STANDARD



Datum van opstelling: 20.06.2026

Categorie	
Merk	KERN
Productcategorie	Controlegewichtenaccessoires
Productgroep	Pincet

Meetsysteem	
Geval geschikt voor OIML-klassen	E1 - M3

Ontwerp	
Materiaal	edelstaal + nylon 6-6

Milieuomstandigheden	
Omgevingstemperatuur [Max]	140 °C

Verpakking & verzending	
Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	225×15×15 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Brutogewicht ca.	0,10 kg
Verzendgewicht	0,1 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,1 kg

Productinformatie	
GTIN/EAN-nummer	4045761222939
Goederencode	82032000
REACH classificatie	geen verboden stoffen