KERN **315-312-307**

Safety Set 2 kg (F2); 100 g (F2)



Datum van opstelling: 22.06.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	Safety Set
Productfamilie	315

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	100 g & 2 kg
Testgewicht OIML klasse	F2
OIML-conform	✓

Ontwerp

Materiaal	edelstaal gepolijst
Aantal gewichten	2
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-400-400
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-442

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	255×135×140 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	1,2 kg
Brutogewicht ca.	3,0 kg
Verzendgewicht	3 kg
Verzendvolume (gewicht)	1 kg

Optionele etuis

Etui - aluminium Artikelnummer	zet315-000-000

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761223431
Goederencode	84239090
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

