KERN **315-312-308**

Safety Set 200 g (F2); 2000 g (F2)



Datum van opstelling: 22.06.2026

Categorie	
Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	Safety Set
Productfamilie	315

Meetsysteem	
Testgewicht - nominale waarde	200 g & 2 kg
Testgewicht OIML klasse	F2
OIML-conform	✓

Ontwerp	
Materiaal	edelstaal gepolijst
Aantal gewichten	2
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing

Diensten	
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-400-400
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-442

Verpakking & verzending	
Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	255×135×140 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	1,2 kg
Brutogewicht ca.	3,0 kg
Verzendgewicht	3 kg
Verzendvolume (gewicht)	1 kg

Optionele etuis	
Etui - aluminium Artikelnummer	zet315-000-000

Productinformatie	
GTIN/EAN-nummer	4045761223448
Goederencode	84239090
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

