KERN **316-06**

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse E2, 50 g, Compacte vorm, edelstaal gepolijst



Datum van opstelling: 20.06.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML E2
Productfamilie	316

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	50 g
Testgewicht - volume onzekerheid (cm^3)	0,0781
Testgewicht OIML klasse	E2
Conformiteitsbeoordeling mogelijk	no
Testgewicht - volume (cm^3)	6,25
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	0,1 mg
OIML-conform	✓
Testgewicht - dichtheid (kg/m^3)	7950
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m^3)	140

Ontwerp

Bouwvorm gewicht	Compacte vorm
Afmetingen (Ø×H)	18×26,8 mm
Materiaal	edelstaal gepolijst
Type afstelling	Polijsten

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-336
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-336

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	18×18×26 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,1 kg

Optionele etuis

Etui - Plastic Artikelnummer	317-060-400
Etui - aluminium Artikelnummer	317-060-600
Etui - Hout Artikelnummer	317-060-100

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761094888
Goederencode	84239090
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY

OPTION

DAkkS