# KERN **316-07**

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse E2, 100 g, Compacte vorm, edelstaal gepolijst



**Datum van opstelling: 20.06.2026**

## Categorie

| | |
|---|---|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Individueel gewicht |
| Productgroep | OIML E2 |
| Productfamilie | 316 |

## Meetsysteem

| | |
|---|---|
| Testgewicht - nominale waarde | 100 g |
| Testgewicht - volume onzekerheid ($cm^3$) | 0,1563 |
| Testgewicht OIML klasse | E2 |
| Conformiteitsbeoordeling mogelijk | no |
| Testgewicht - volume ($cm^3$) | 12,5 |
| Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-) | 0,16 mg |
| OIML-conform | ✓ |
| Testgewicht - dichtheid ($kg/m^3$) | 7950 |
| Testgewicht - onzekerheid dichtheid ($kg/m^3$) | 140 |

## Ontwerp

| | |
|---|---|
| Bouwvorm gewicht | Compacte vorm |
| Afmetingen (Ø×H) | 22×35 mm |
| Materiaal | edelstaal gepolijst |
| Type afstelling | Polijsten |

## Diensten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie | 962-337 |
| Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking | 921-337 |

## Verpakking & verzending

| | |
|---|---|
| Levertijden | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 22×22×35 mm |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 0,10 kg |
| Brutogewicht ca. | 0,10 kg |
| Verzendgewicht | 0,1 kg |
| Verzendvolume (gewicht) | 0,1 kg |

## Optionele etuis

| | |
|---|---|
| Etui - Plastic Artikelnummer | 317-070-400 |
| Etui - aluminium Artikelnummer | 317-070-600 |
| Etui - Hout Artikelnummer | 317-070-100 |

## Productinformatie

| | |
|---|---|
| GTIN/EAN-nummer | 4045761094895 |
| Goederencode | 84239090 |
| REACH classificatie | geen verboden stoffen |

## Pictogrammen

**STANDARD**

1 DAY

**OPTION**

DAkkS