KERN **316-09**

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse E2, 500 g, Compacte vorm, edelstaal gepolijst



Datum van opstelling: 20.06.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML E2
Productfamilie	316

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	500 g
Testgewicht - volume onzekerheid (cm^3)	0,7813
Testgewicht OIML klasse	E2
Conformiteitsbeoordeling mogelijk	no
Testgewicht - volume (cm^3)	62,5
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	0,8 mg
OIML-conform	✓
Testgewicht - dichtheid (kg/m^3)	7950
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m^3)	140

Ontwerp

Bouwvorm gewicht	Compacte vorm
Afmetingen (Ø×H)	38×58,5 mm
Materiaal	edelstaal gepolijst
Type afstelling	Polijsten

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-339
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-339

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	38×38×58 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,50 kg
Brutogewicht ca.	0,50 kg
Verzendgewicht	0,5 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,1 kg

Optionele etuis

Etui - Plastic Artikelnummer	317-090-400
Etui - aluminium Artikelnummer	317-090-600
Etui - Hout Artikelnummer	317-090-100

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761094918
Goederencode	84239090
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY

OPTION

DAkkS