KERN **317-009-700**

POM etui voor afzonderlijke gewichten (Breukprogramma, 1 mg - 500 mg (einzel))



REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



Datum van opstelling: 23.06.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Koffers & Etuis
Productgroep	POM etui
Productfamilie	317-700

Meetsysteem

Geval geschikt voor nominale gewichtswaarden	1 mg - 500 mg (einzel)
Geval geschikt voor OIML-klassen	E1 - M1
Geschikt gewichtsontwerp voor koffer	Breukprogramma

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	48×48×50 mm
Materiaal	POM (polyoxymethyleen)
Etui - kleinst mogelijk gewicht	1 mg
Etui - Hoogst mogelijke gewicht	500 mg

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	48×48×50 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Brutogewicht ca.	0,30 kg
Verzendgewicht	0,3 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,1 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761481091
Goederencode	84239090