KERN **317-010-700**

POM etui voor afzonderlijke gewichten (Knopvormig/compactvormig, 1 g)



REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY

Datum van opstelling: 23.06.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Koffers & Etuis
Productgroep	POM etui
Productfamilie	317-700

Meetsysteem

Geval geschikt voor nominale gewichtswaarden	1 g
Geval geschikt voor OIML-klassen	E1 - M1
Geschikt gewichtsontwerp voor koffer	Knopvormig/ compactvormig

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	48×48×50 mm
Materiaal	POM (polyoxymethyleen)
Etui - kleinst mogelijk gewicht	1 g
Etui - Hoogst mogelijke gewicht	1 g

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	48×48×50 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,20 kg
Brutogewicht ca.	0,20 kg
Verzendgewicht	0,18 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,1 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761481107
Goederencode	84239090