KERN **317-110-100**

Houten etui voor afzonderlijke gewichten (Knopvormig/compactvormig, 1 kg)



Datum van opstelling: 20.06.2026

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Koffers & Etuis
Productgroep	Houten etui

Meetsysteem

Geval geschikt voor nominale gewichtswaarden	1 kg
Geval geschikt voor OIML-klassen	E1+E2+F1
Geschikt gewichtsontwerp voor koffer	Knopvormig/ compactvormig

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	76×76×100 mm
Materiaal	beuken
Etui - kleinst mogelijk gewicht	1 kg
Etui - Hoogst mogelijke gewicht	1 kg

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	76×76×100 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Brutogewicht ca.	0,30 kg
Verzendgewicht	0,3 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,1 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761003712
Goederencode	84239090
REACH classificatie	geen verboden stoffen