KERN **317-120-100**

Houten etui voor afzonderlijke gewichten (Knopvormig/compactvormig, 2 kg)



Pictogrammen

STANDARD



Datum van opstelling: 20.06.2026

Categorie	
Merk	KERN
Productcategorie	Koffers & Etuis
Productgroep	Houten etui

Meetsysteem	
Geval geschikt voor nominale gewichtswaarden	2 kg
Geval geschikt voor OIML-klassen	E1+E2+F1
Geschikt gewichtsontwerp voor koffer	Knopvormig/ compactvormig

Ontwerp	
Afmetingen (B×D×H)	85×85×123 mm
Materiaal	beuken
Etui - kleinst mogelijk gewicht	2 kg
Etui - Hoogst mogelijke gewicht	2 kg

Verpakking & verzending	
Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	85×85×123 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,35 kg
Brutogewicht ca.	0,35 kg
Verzendgewicht	0,35 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,2 kg

Productinformatie	
GTIN/EAN-nummer	4045761003736
Goederencode	84239090
REACH classificatie	geen verboden stoffen