KERN **317-150-100**

Houten etui voor afzonderlijke gewichten (Knopvormig/compactvormig, 20 kg)



Datum van opstelling: 20.06.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Koffers & Etuis
Productgroep	Houten etui

Meetsysteem

Geval geschikt voor nominale gewichtswaarden	20 kg
Geval geschikt voor OIML-klassen	E1+E2+F1
Geschikt gewichtsontwerp voor koffer	Knopvormig/ compactvormig

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	200×200×315 mm
Materiaal	beuken
Etui - kleinst mogelijk gewicht	20 kg
Etui - Hoogst mogelijke gewicht	20 kg

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	200×200×315 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	4,6 kg
Brutogewicht ca.	4,6 kg
Verzendgewicht	4,6 kg
Verzendvolume (gewicht)	2,5 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761003811
Goederencode	84239090
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

