KERN **317-150-600**

Aluminium beschermd etui voor afzonderlijke gewichten (Knopvormig/compactvormig, 20 kg)



Datum van opstelling: 20.06.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Koffers & Etuis
Productgroep	Aluminium beschermd etui

Meetsysteem

Geval geschikt voor nominale gewichtswaarden	20 kg
Geval geschikt voor OIML-klassen	E1 - M3
Geschikt gewichtsontwerp voor koffer	Knopvormig/ compactvormig

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	195×195×277 mm
Materiaal	aluminium
Etui - kleinst mogelijk gewicht	20 kg
Etui - Hoogst mogelijke gewicht	20 kg

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	230×205×300 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	1,8 kg
Brutogewicht ca.	1,8 kg
Verzendgewicht	2,8 kg
Verzendvolume (gewicht)	2,8 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761136052
Goederencode	84239090

REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

