KERN **317-16**

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse E2, 50 kg, Knop, edelstaal gepolijst



Datum van opstelling: 20.06.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML E2
Productfamilie	317

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	50 kg
Testgewicht - volume onzekerheid (cm^3)	78,125
Testgewicht OIML klasse	E2
Testgewicht - volume (cm^3)	6250
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	80 mg
OIML-conform	✓
Testgewicht - dichtheid (kg/m^3)	7950
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m^3)	140

Ontwerp

Bouwvorm gewicht	Knop
Afmetingen (Ø×H)	178×298 mm
Materiaal	edelstaal gepolijst
Type afstelling	Polijsten

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-346
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-346

Verpakking & verzending

Levertijden	30 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	178×178×298 mm
Verzendmethode	Expeditie
Nettogewicht ca.	50 kg
Brutogewicht ca.	50 kg
Verzendgewicht	50 kg
Verzendvolume (gewicht)	1,9 kg

Optionele etuis

Etui - aluminium Artikelnummer	317-160-600
Etui - Hout Artikelnummer	317-160-100

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761003828
Goederencode	84239090
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY

OPTION

DAkkS