KERN **318-226**

Milligramgewichtenset, E2, 1 mg - 500 mg, Plaatje, edelstaal gepolijst, in aluminium behuizing



Datum van opstelling: 22.06.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML E2
Productfamilie	318

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 mg - 500 mg
Testgewicht OIML klasse	E2
OIML-conform	✓

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	165×158×37 mm
Bouwvorm gewicht	Plaatje
Materiaal	edelstaal gepolijst
Aantal gewichten	13
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing
Type afstelling	Vijlen

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-350
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-350

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	165×158×37 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,35 kg
Brutogewicht ca.	0,40 kg
Verzendgewicht	0,39 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,2 kg

Optionele etuis

Etui - aluminium Artikelnummer	313-010-600

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761223615
Goederencode	84239090
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY

OPTION

DAkkS