# KERN **318-22**

Milligramgewichtenset, E2, 1 mg - 500 mg, Plaatje, edelstaal gepolijst, in plastic geval



**Datum van opstelling: 23.06.2026**

## Categorie

| | |
|---|---|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Individueel gewicht |
| Productgroep | OIML E2 |
| Productfamilie | 318 |

## Meetsysteem

| | |
|---|---|
| Testgewicht - nominale waarde | 1 mg - 500 mg |
| Testgewicht OIML klasse | E2 |
| OIML-conform | ✓ |

## Ontwerp

| | |
|---|---|
| Afmetingen (B×D×H) | 136×53×22 mm |
| Bouwvorm gewicht | Plaatje |
| Materiaal | edelstaal gepolijst |
| Aantal gewichten | 12 |
| Etui van gewichtenset | in plastic geval |
| Type afstelling | Vijlen |

## Diensten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie | 962-350 |

## Verpakking & verzending

| | |
|---|---|
| Levertijden | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 136×53×22 mm |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 0,10 kg |
| Brutogewicht ca. | 0,10 kg |
| Verzendgewicht | 0,1 kg |
| Verzendvolume (gewicht) | 0,1 kg |

## Optionele etuis

| | |
|---|---|
| Etui - Plastic Artikelnummer | 328-222-420 |

## Productinformatie

| | |
|---|---|
| GTIN/EAN-nummer | 4045761495043 |
| Goederencode | 84239090 |
| REACH classificatie | geen verboden stoffen |

## Pictogrammen

### STANDARD

1 DAY

### OPTION

DAkkS