KERN **318-42**

Milligramgewichtenset, E2, 1 mg - 500 mg, Draad, edelstaal gepolijst, in plastic geval



Datum van opstelling: 23.06.2026

Categorie	
Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML E2
Productfamilie	318

Meetsysteem	
Testgewicht - nominale waarde	1 mg - 500 mg
Testgewicht OIML klasse	E2
OIML-conform	✓

Ontwerp	
Afmetingen (B×D×H)	136×53×22 mm
Bouwvorm gewicht	Draad
Materiaal	edelstaal gepolijst
Aantal gewichten	12
Etui van gewichtenset	in plastic geval
Type afstelling	Vijlen

Diensten	
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-350

Verpakking & verzending	
Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	136×53×22 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Brutogewicht ca.	0,10 kg
Verzendgewicht	0,1 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,1 kg

Optionele etuis	
Etui - Plastic Artikelnummer	328-222-420

Productinformatie	
GTIN/EAN-nummer	4045761495029
Goederencode	84239090
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY

OPTION

DAkkS