# KERN **324-036**

Gewichtenset, F1, 1 g - 100 g, Knop, edelstaal gepolijst, in aluminium behuizing



**Datum van opstelling: 22.06.2026**

## Categorie

| | |
|---|---|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Set van gewichten |
| Productgroep | OIML F1 |
| Productfamilie | 324 |

## Meetsysteem

| | |
|---|---|
| Testgewicht - nominale waarde | 1 g - 100 g |
| Testgewicht OIML klasse | F1 |
| OIML-conform | ✓ |

## Ontwerp

| | |
|---|---|
| Afmetingen (B×D×H) | 165×125×75 mm |
| Bouwvorm gewicht | Knop |
| Materiaal | edelstaal gepolijst |
| Etui van gewichtenset | in aluminium behuizing |
| Type afstelling | Afstelkamer - geschroefd |

## Diensten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie | 962-416 |
| Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking | 921-416 |

## Verpakking & verzending

| | |
|---|---|
| Levertijden | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 165×125×75 mm |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 0,65 kg |
| Brutogewicht ca. | 0,90 kg |
| Verzendgewicht | 0,9 kg |
| Verzendvolume (gewicht) | 0,3 kg |

## Optionele etuis

| | |
|---|---|
| Etui - aluminium Artikelnummer | 314-030-600 |

## Productinformatie

| | |
|---|---|
| GTIN/EAN-nummer | 4045761223899 |
| Goederencode | 84239090 |
| REACH classificatie | geen verboden stoffen |

## Pictogrammen

### STANDARD

1 DAY

### OPTION

DAkkS