KERN **324-056**

Gewichtenset, F1, 1 g - 500 g, Knop, edelstaal gepolijst, in aluminium behuizing



Datum van opstelling: 22.06.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML F1
Productfamilie	324

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g - 500 g
Testgewicht OIML klasse	F1
OIML-conform	✓

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	210×140×98 mm
Bouwvorm gewicht	Knop
Materiaal	edelstaal gepolijst
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing
Type afstelling	Afstelkamer - geschroefd

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-418
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-418

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	210×140×98 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	1,6 kg
Brutogewicht ca.	2,0 kg
Verzendgewicht	2 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,6 kg

Optionele etuis

Etui - aluminium Artikelnummer	314-050-600

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761223875
Goederencode	84239090
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY

OPTION

DAkkS