KERN **324-084**

Gewichtenset, F1, 1 g - 5 kg, Knop, edelstaal gepolijst, in een kunststof koffer



Datum van opstelling: 20.06.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML F1
Productfamilie	324

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g - 5 kg
Testgewicht OIML klasse	F1
OIML-conform	✓

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	350×320×180 mm
Bouwvorm gewicht	Knop
Materiaal	edelstaal gepolijst
Aantal gewichten	16
Etui van gewichtenset	in een kunststof koffer
Type afstelling	Afstelkamer - geschroefd

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-421
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-421

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	350×320×180 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	13 kg
Brutogewicht ca.	13 kg
Verzendgewicht	12,69 kg
Verzendvolume (gewicht)	4 kg

Optionele etuis

Etui - Plastic Artikelnummer	313-082-400

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761080904
Goederencode	84239090
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY

OPTION

DAkkS