KERN **325-044**

Gewichtenset, F1, 1 mg - 200 g, Eco-formulier, edelstaal gepolijst, in een kunststof koffer



Datum van opstelling: 22.06.2026

Categorie	
Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML F1
Productfamilie	325

Meetsysteem	
Testgewicht - nominale waarde	1 mg - 200 g
Testgewicht OIML klasse	F1
OIML-conform	✓

Ontwerp	
Afmetingen (B×D×H)	250×210×75 mm
Bouwvorm gewicht	Eco-formulier
Materiaal	edelstaal gepolijst
Etui van gewichtenset	in een kunststof koffer

Diensten	
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-403
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-403

Verpakking & verzending	
Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	250×210×75 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,55 kg
Brutogewicht ca.	0,95 kg
Verzendgewicht	0,94 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,8 kg

Optionele etuis	
Etui - Plastic Artikelnummer	313-052-400

Productinformatie	
GTIN/EAN-nummer	4045761224049
Goederencode	84239090
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY

OPTION

DAkkS