KERN **325-066**

Gewichtenset, F1, 1 mg - 1 kg, Eco-formulier, edelstaal gepolijst, in aluminium behuizing



Datum van opstelling: 22.06.2026

Categorie	
Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML F1
Productfamilie	325

Meetsysteem	
Testgewicht - nominale waarde	1 mg - 1 kg
Testgewicht OIML klasse	F1
OIML-conform	✓

Ontwerp	
Afmetingen (B×D×H)	230×140×110 mm
Bouwvorm gewicht	Eco-formulier
Materiaal	edelstaal gepolijst
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing

Diensten	
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-405
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-405

Verpakking & verzending	
Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	230×140×110 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,90 kg
Brutogewicht ca.	3,6 kg
Verzendgewicht	3,5 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,7 kg

Optionele etuis	
Etui - aluminium Artikelnummer	313-060-600

Productinformatie	
GTIN/EAN-nummer	4045761224223
Goederencode	84239090
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY

OPTION

DAkkS