KERN **325-092**

Gewichtenset, F1, 1 mg - 10 kg, Eco-formulier, edelstaal gepolijst, in een houten kist



Datum van opstelling: 22.06.2026

Categorie	
Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML F1
Productfamilie	325

Meetsysteem	
Testgewicht - nominale waarde	1 mg - 10 kg
Testgewicht OIML klasse	F1
OIML-conform	✓

Ontwerp	
Afmetingen (B×D×H)	540×200×240 mm
Bouwvorm gewicht	Eco-formulier
Materiaal	edelstaal gepolijst
Etui van gewichtenset	in een houten kist

Diensten	
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-408
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-408

Verpakking & verzending	
Levertijden	2 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	540×200×240 mm
Verzendmethode	Expeditie
Nettogewicht ca.	32 kg
Brutogewicht ca.	34 kg
Verzendgewicht	33 kg
Verzendvolume (gewicht)	5,2 kg

Optionele etuis	
Etui - Hout Artikelnummer	313-090-100

Productinformatie	
GTIN/EAN-nummer	4045761224230
Goederencode	84239090
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

2 DAYS

OPTION

DAkkS